



**ІНСТРУКЦІЯ**  
**із застосування медичного виробу**

**ЮФ ПР СИСТЕМА ДЛЯ ВЛИВАННЯ КРОВОЗАМІННИКІВ ТА ІНФУЗІЙНИХ  
РОЗЧИНІВ БЕЗ ДЕГФ**



**Показання**

Внутрішньовенне введення лікарських засобів.

**Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів медичного виробу.

**Спосіб застосування**

Процедура повинна виконуватись кваліфікованим медичним персоналом, що володіє технікою та допущений до проведення інфузійної терапії.

1. Дотримуючись правил асептики розкрити індивідуальну упаковку, вийняти систему і покласти на стерильний столик.



2. Закрити регулятор швидкості інфузії (затискач). Зняти ковпачок з голки для ємності, ввести її в підготовлений флакон або поліпропіленовий контейнер.
3. Перевернути флакон або поліпропіленовий контейнер та зафіксувати його на штативі.
4. Заповнити крапельну камеру не менше ніж на 1/3, рекомендовано – на половину її об'єму. Для цього декілька разів натиснути на нижню частину крапельної камери.
5. При використанні жорстких контейнерів з розчином, наприклад, скляних флаконів – після заповнення крапельної камери відкрити вентиляційний отвір на пластиковій голці. При використанні полімерних контейнерів, що стискаються (пакети, флакони типу Ecoflac), – вентиляційний отвір відкривати не рекомендовано.
6. Зняти захисний ковпачок з голки та відкрити регулятор швидкості інфузії (затискач), тримаючи за дистальну частину трубки системи з голкою (зрізом голки догори). Після повного заповнення трубки системи та появи краплі розчину на кінці голки – закрити регулятор швидкості інфузії (затискач), надіти ковпачок на ін'єкційну голку.
7. Після обробки місця ін'єкції у відповідності до діючого в закладі протоколу або актуальних рекомендацій, виконати венепункцію. У разі потреби – зафіксувати голку та систему за допомогою фіксуючої стрічки на шкірі пацієнта.
8. Після введення у вену, відкрити регулятор швидкості інфузії (затискач) та встановити необхідну швидкість інфузії.
9. Після закінченні процедури система підлягає обробці та утилізації у відповідності до діючих вимог.

### **Побічні реакції**

Реакції підвищеної чутливості (свербіж, ангіоневротичний набряк, тощо), тромбофлебіт, місцеві реакції (наприклад, оніміння). У разі виникнення будь-яких побічних реакцій слід негайно припинити використання медичного виробу та повідомити лікаря і виробника.

При виникненні побічних реакцій на лікарський засіб слід керуватися інструкцією із застосування цього засобу.

### **Заходи безпеки і застереження**

- Використовувати тільки для гравітаційної інфузії (під дією сили тяжіння). Не використовувати для інфузії під тиском.
- Не використовувати для крові та препаратів крові.
- Виконувати заходи обережності (можливість травматизму).
- Для відкриття упаковки не використовувати гострі інструменти (ножиці, ножі та ін.).
- Зберігати у відповідності до вказаних на упаковці умов.
- Не застосовувати у разі пошкодження індивідуального пакування та закінчення терміну придатності.
- Тільки для одноразового використання.

### **Утилізація**

Утилізувати відповідно до місцевих вимог з утилізації медичних відходів.

### **Термін придатності**

3 роки в непошкодженій упаковці.

Термін придатності діє при дотриманні умов зберігання.

### **Умови зберігання**

Зберігати у закритій оригінальній упаковці, в сухому захищеному від сонячних променів і тепла місці при температурі від +5 °C до +40 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.



**Назва та адреса виробника**

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 246-83-83.

E-mail: uf@uf.ua

www.uf.ua

Адреса виробництва: Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13.




UA.TR.116

Якщо у Вас є зауваження до медичного виробу або Ви бажаєте залишити відгук, будь ласка, скористайтесь одним із наступних способів:

- 1) надішліть лист на електронну пошту [feedback@uf.ua](mailto:feedback@uf.ua);
- 2) надішліть текстове повідомлення за допомогою додатків Viber, Telegram або WhatsApp на номер +38 (095) 275-33-01;
- 3) зателефонуйте на номер +38 (095) 275-33-01 (тарифікація дзвінків згідно тарифів Вашого оператора) або +38 (0800) 401-771 (безкоштовно з будь-якого номера в Україні).

| Графічні символи та їх роз'яснення |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Conformity mark to the technical regulations and the code of the conformity assessment body/Знак відповідності технічним регламентам та код органу з оцінки відповідності |
|                                    | Batch code/Код партії                                                                                                                                                     |
|                                    | Date of manufacture/Дата виготовлення                                                                                                                                     |
|                                    | Non-pyrogenic/Апірогенно                                                                                                                                                  |
|                                    | Catalogue number/Номер за каталогом                                                                                                                                       |
|                                    | Do not use if package is damaged/Не використовувати при пошкодженні упаковки                                                                                              |
|                                    | Keep away from sunlight/Берегти від сонячних променів                                                                                                                     |
|                                    | Manufacturer/Виробник                                                                                                                                                     |
|                                    | Sterile. Sterilized using ethylene oxide/Стерильно. Стерилізовано з використанням оксид етилену                                                                           |
|                                    | Use-by date/Не застосовувати після                                                                                                                                        |
|                                    | Do not re-use/Не використовувати повторно                                                                                                                                 |
|                                    | Temperature limit/Температурне обмеження                                                                                                                                  |
|                                    | Keep dry/Берегти від вологоти                                                                                                                                             |



|                                                                                                               |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>не містить ДЕНР</b>   | Diethylhexyl phthalate free/Не містить діетилгексилфталату                        |
| <br><b>не містить ЛАТЕКС</b> | Does not contain of natural rubber latex/Не містить натуральний каучуковий латекс |
| <br><b>150 cm</b>            | Tube length 150 cm/Довжина трубки 150 см                                          |
| <br><b>15 μm</b>             | Liquid filter with pore size/Фільтр рідини з розміром пор                         |
| <br><b>20 ml</b>             | Drops per millilitre/Крапель на мілілітр                                          |
|                              | Use only for gravity infusion/Використовувати тільки для гравітаційної інфузії    |
|                            | Contains fixing tape/Містить фіксуючу стрічку                                     |

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 09.02.2023.  
Версія: 05.

