



Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7





Рис. 8



### Побічні реакції

Реакції підвищеної чутливості.

У разі виникнення будь-яких побічних реакцій на розчин що вводиться, слід негайно припинити процедуру та повідомити лікаря і виробника даного розчину.

### Обмеження, запобіжні заходи та застереження

- Не застосовувати для введення розчинів з високою в'язкістю.
- Не застосовувати для проведення гемотранфузії.
- Перед використанням медичного виробу перевірте цілісність упаковки і термін придатності. Не використовуйте виріб при пошкодженні первинної упаковки або якщо закінчився термін придатності.
- Тільки для одноразового використання. Не підлягає повторній стерилізації. Повторне використання та очищення виробу може призвести до зміни структурних та механічних властивостей медичного виробу. Це може призвести до інфікування або іншого захворювання/травми.
- Оскільки продукт виробляється масово, він може мати незначні функціональні відмінності, тому завжди дотримуйтесь загальних заходів безпеки.
- Використовуйте ін'єкційний вузол тільки для болюсного введення з дотриманням правил асептики та антисептики.
- Дана система може бути використана для інфузії під тиском за допомогою волюметричного інфузійного насосу (рис. 8).
- Під час перерв в інфузії закривайте кришку повітряного каналу.
- Заміна медичного виробу та його утилізація повинна відбуватися у відповідності з затвердженими національними або лікарняними протоколами.

### Умови зберігання

Зберігати у закритій оригінальній упаковці при температурі від +5 °С до +35 °С, уникаючи надмірного тепла. Захищати від прямих сонячних променів та вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.



## Термін придатності

5 років. Термін придатності діє при дотриманні умов зберігання в непошкодженій упаковці.

## Назва та адреса виробника

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 246-83-83.

E-mail: uf@uf.ua

www.uf.ua

Виготовлено на заводі в Індії.












Якщо у Вас є зауваження до медичного виробу або Ви бажаєте залишити відгук, будь ласка, скористайтесь одним із наступних способів:

- 1) надішліть лист на електронну пошту [feedback@uf.ua](mailto:feedback@uf.ua);
- 2) надішліть текстове повідомлення за допомогою додатків Viber, Telegram або WhatsApp на номер +38 (095) 275-33-01;
- 3) зателефонуйте на номер +38 (095) 275-33-01 (тарифікація дзвінків згідно тарифів Вашого оператора) або +38 (0800) 401-771 (безкоштовно з будь-якого номера в Україні).

Графічні символи та їх роз'яснення	
	Manufacturer/Виробник
	Do not re-use/Не використовувати повторно
	Do not re-sterilize/Повторно не стерилізувати
	Do not use if package is damaged/Не використовувати при пошкодженні упаковки
партія 	Batch code/Код партії
	Date of manufacture/Дата виготовлення
	Use-by date/Не застосовувати після
	Sterile. Sterilized using ethylene oxide/Стерильно. Стерилізовано з використанням оксид етилену
	Non-pyrogenic/Апірогенно
	Temperature limit/Температурне обмеження
	Keep away from sunlight/Берегти від сонячних променів



	Keep dry/Берегти від вологи
	Diethylhexyl phthalate free/Не містить діетилгексилфталату
	Does not contain of natural rubber latex/Не містить натуральний каучуковий латекс
	Conformity mark to the technical regulations and the code of the conformity assessment body/Знак відповідності технічним регламентам та код органу з оцінки відповідності
	Liquid filter with pore size/Фільтр рідини з розміром пор
	Drops per millilitre/Крапель на мілілітр
	Can be used for pressure infusion/Може використовуватись для інфузії під тиском
	Polyvinyl chloride tubing length 180 cm/Трубка з полівінілхлориду довжиною 180 см
	Catalogue number/Номер за каталогом

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 09.02.2023.  
Версія: 02.

