



**Юмерокс®
Інгал**

ІНСТРУКЦІЯ

із застосування медичного виробу ПРИЛАД ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЇ ЮМЕРОКС® інгал (UMEROX® inhal)

Вміст пакування

- Прилад індивідуальний для інгаляції ЮМЕРОКС® інгал (UMEROX® inhal).
- Загубник (опціонально).

Опис

Медичний виріб, що використовується для доставки летких та ароматичних речовин шляхом інгаляційного застосування під час заходів з профілактики та/або полегшення перебігу хвороби пацієнта.

Цільове призначення

UMEROX® Inhal призначений для самостійного застосування під наглядом або, у разі необхідності, за допомогою фахівця, що має належний досвід та медичну освіту, а також володіє технікою застосування UMEROX® Inhal.

Протипоказання

Щодо протипоказань для застосування засобів для інгаляції, слід керуватися інструкціями із застосування цих засобів.

Спосіб застосування

1. У разі комплектації приладу шприцем перейдіть одразу до пункту 5 способу застосування.
2. Зніміть «кнопку-шток» з приладу (див. малюнок 1).
3. Повністю зніміть пластиковий ковпачок з накінецьника шприця, встановіть шприц накінецьником донизу в корпус приладу до упору.
4. Встановіть «кнопку-шток» у вихідне положення.
5. Натисніть великим пальцем руки на «кнопку-шток» зверху до упору для того щоб ввести рідину для інгаляції всередину приладу (див. малюнок 2).
6. Потрусіть прилад перед застосуванням.
7. Якщо загубник наявний в комплекті з медичним виробом – встановіть його на вихідний отвір приладу (див. малюнок 3).
8. Пристрій готовий до застосування.
9. Перші 2–3 вдихи пацієнту слід зробити не глибоко, після чого – робить вдихи як зазвичай. Видихи слід робити виключно через вихідний отвір медичного виробу (або через загубник у разі його використання) (див. малюнок 3, 4) всередину приладу, оскільки залишки речовини після видиху затримуються сорбентом в камері деактивації в корпусі приладу. Пацієнт може самостійно припинити дихання через прилад коли рівень знеболення, що вимагається, досягнутий. Коли відчуття болю повернеться, пацієнт може самостійно знов почати дихати через прилад.
10. Після використання медичний виріб слід утилізувати відповідно до місцевих вимог з утилізації відходів (див. малюнок 5).



Малюнок 1.

Малюнок 2.

Малюнок 3.

Малюнок 4.

Малюнок 5.

Побічні реакції

Реакції підвищеної чутливості до будь-якого з компонентів медичного виробу. У разі виникнення будь-яких побічних реакцій на розчин, що застосовується, слід негайно припинити процедуру та повідомити лікаря і виробника даного розчину.

Обмеження, запобіжні заходи та застереження

- Виріб призначений тільки для одноразового використання. Повторне використання та очищення виробу можуть призвести до зміни структурних та механічних властивостей медичного виробу. Це може призвести до інфікування або іншого захворювання/травми.

- Перед використанням медичного виробу перевірте цілісність упаковки і гарантійний строк експлуатації. Не використовуйте виріб при пошкодженні первинної упаковки або якщо закінчився гарантійний строк експлуатації.

Гарантійний строк експлуатації

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в опалюваних складських приміщеннях за температури повітря від 0 °C до +35 °C (якщо інше не зумовлене умовами зберігання активних речовин, що входить до комплекту постачання приладу).

Назва та адреса виробника

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 275-92-42, +38 (044) 275-01-08.

E-mail: uf@uf.ua

www.uf.ua

Адреса виробництва: Україна, 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21/13.



Графічні символи та їх роз'яснення	
	Conformity mark to the Technical regulations for medical devices/ Знак відповідності Технічним регламентам щодо медичних виробів
	Keep away from sunlight/ Берегти від сонячних променів
	Temperature limit/Температурне обмеження
	Keep dry/Берегти від вологи
	Date of manufacture/Дата виготовлення
	Batch code/ Код партії
	Manufacturer/Виробник

Дата випуску інструкції із застосування: 28.09.2021 р.

Версія: 01.