

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Голови

Державної служби

у справах



Л.Д. Захаров

«27» 08 2014 р.

Головний лікар

Клінічної лікарні «Феофанія»



І.П. Семенів

«27» 08 2014 р.

ІНСТРУКЦІЯ

з медичного використання (застосування) ВМП:

Системи для вливання або переливання кровозамінників, інфузійних розчинів, лікарських засобів та цитостатиків одноразового використання ТУ У 32.5-30109129-002:2014 виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРІЯ-ФАРМ», Україна.

РОЗРОБЛЕНО

ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»



«13» 08 2014 р.

Система для переливання крові, компонентів крові, кровозамінників та інфузійних розчинів (ПК)

Інструкція по застосуванню

1. Дотримуючись правил асептики розкрити споживчу тару, вийняти крапельницю і покласти на стерильний столик.
2. Закрити затискач. Зняти ковпачок з пластикової голки, ввести пластикову голку в підготовлений флакон або поліпропіленовий контейнер.
3. Відкрити вентиляційний отвір на пластиковій голці.
4. Перевернути флакон або поліпропіленовий контейнер та зафіксувати його на штативі.
5. Заповнити крапельницю до занурення фільтру в трансфузійне середовище. Для цього декілька разів натиснути на нижню частину крапельної камери.
6. Зняти ковпачок з ін'єкційної голки, відкрити затискач та заповнити трансфузійним середовищем трубку пристрою, тримаючи голку на рівні флакона або контейнера, до тих пір поки крапля розчину не з'явиться на кінці голки.
7. Закрити затискач, надіти ковпачок на ін'єкційну голку.
8. Після обробки місця ін'єкції спиртом, виконати маніпуляцію.
9. По закінченні процедури підлягає обробці та утилізації в установленому порядку.

Система для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів (ПР)

Інструкція по застосуванню

1. Дотримуючись правил асептики розкрити споживчу тару, вийняти крапельницю і покласти на стерильний столик.
2. Закрити затискач. Зняти ковпачок з голки, ввести пластикову голку в підготовлений флакон або поліпропіленовий контейнер.
3. У флакон вставити повітряну голку.
4. Перевернути флакон або поліпропіленовий контейнер та зафіксувати його на штативі.
5. Заповнити крапельницю до половини крапельної камери розчином. Для цього декілька разів натисніть на неї.
6. Зняти ковпачок з ін'єкційної голки, відкрити затискач та заповнити інфузійним розчином трубку пристрою, тримаючи голку на рівні флакона або контейнера, до тих пір поки крапля розчину не з'явиться на кінці голки.
7. Закрити затискач, надіти ковпачок на ін'єкційну голку.
8. Після обробки місця ін'єкції спиртом, виконати маніпуляцію.
9. По закінченні процедури підлягає обробці та утилізації в установленому порядку.

