



АКТУАЛЬНІСТЬ РУКАВИЧОК БЕЗ ПУДРИ



ДОКАЗИ



Пудра для медичних рукавичок – надзвичайно сильний абсорбент білків і мікроорганізмів. Основні негативні наслідки використання опудрених рукавичок:

ІНФІКУВАННЯ

При контакті опудрених рукавичок із зараженими ділянками мікроорганізми (діапазон діаметрів ~0,1-1 мкм) прилипають до частинок пудри (діапазон діаметрів ~7-30 мкм) і, потрапивши до відкритої рани, інфікують її. Пудра – джерело інфекційної небезпеки та післяопераційних ускладнень (спайок і рубців¹). Промивання рукавичок антисептиком знижує інфікування, але вартість матеріалів для змиву пудри в 3 рази вища, ніж різниця в ціні опудрених і неопудрених рукавичок.

АЛЕРГІЯ

Пудра накопичується в повітрі приміщень, викликаючи алергічні реакції у пацієнтів і медпрацівників², сушить і подразнює шкіру рук³.

Багато виробників відмовляються від виготовлення опудрених рукавичок, а в Англії й Німеччині заборонено використовувати їх в операційних. Найближчим часом FDA⁴ планує заборонити використання опудрених рукавичок у США⁵.

1. Nafeh A.I., Nosseir M. Assessment of peritoneal adhesions due to starch granules of surgical glove powder: an experimental study. J Egypt Soc Parasitol. 2007; 37 (3): 835-42.
2. Vandeplass D., Larbanois A. Latex-induced occupational asthma: time trend in incidence and relationship with hospital glove policies. Blackwell Munksgaard Allergy 2009; 64: 415-420.
3. Medical Glove Powder Report. FDA. USA. <http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm113316.htm>
4. Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами, США.
5. FDA proposes ban on most powdered medical gloves <http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm491466.htm>
6. Odum B.C., O'Heefe J.S., Lara W. et al. Influence of absorbable dusting powders on wound infection. J Emerg Med. 1998; 16 (6): 875-9.
7. Edlich R.F., Long W.B. 3rd, Gubler D.H. et al. Dangers of cornstarch powder on medical gloves: seeking a solution. Ann Plast Surg. 2009; 63 (1): 111-5.
8. Numanoglu V., Cihan A., Salman B. et al. Comparison Between Powdered Gloves, Powder-free Gloves and Hyaluronate/Carboxymethylcellulose Membrane on Adhesion Formation in a Rat Caecal Serosal Abrasion Model. Asian Journal of Surgery. 2007; 30 (2): 96-101.
9. Duron J.J., Ellian N., Olivier O. Post-operative peritoneal adhesions and foreign bodies. Eur J Surg Suppl. 1997; (579): 15-6.
10. Sjösten A.C., Ellis H., Edelstam G.A. Post-operative consequences of glove powder used pre-operatively in the vagina in the rabbit model. Hum Reprod. 2000; 15 (7): 1573-7.


Дані наукових досліджень підтверджують серйозність наслідків застосування опудрених рукавичок.

ЗБІЛЬШЕННЯ РИЗИКУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ІНФЕКЦІЙ

Експериментальні дослідження показали, що забруднення ран частинками пудри сприяє росту бактерій, підсилює запальні реакції, веде до розвитку ранових інфекцій⁶⁻⁸.

УТВОРЕННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ СПАЙОК

Застосування опудрених рукавичок сприяє утворенню спайок – основної причини непрохідності трубчастих органів, веде до розвитку гранулематозного перитоніту^{5,9} (рис.).



Клінічні документи рекомендують використовувати неопудрені рукавички і для вагінального обстеження, оскільки доопераційне застосування опудрених рукавичок може сприяти міграції частинок пудри в черевну порожнину і посилювати спайковий процес після операції¹⁰.



Інформація про продукцію корпорації «ЮРІЯ-ФАРМ» – у мобільному додатку UFarm. Проскануйте QR-код для встановлення додатка з Google Play Market або App Store.

ТОВ «Юрія-Фарм» Україна,
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
Тел./факс: +38 (044) 246-83-83
e-mail: uf@uf.ua

Адреса виробництва:
Україна, 18030, м. Чернаси,
вул. Чигиринська, 21

РУКАВИЧКИ

ЮРІЯ-ФАРМ




БЕЗ ПУДРИ

Зниження ризику інфекції та алергії



ВИСОКА ЯКІСТЬ

- Збільшена міцність
- Більше товщина



ТЕКСТУРОВАНІ

Надійна фіксація інструмента в руці





ХІРУРГІЧНІ ЛАТЕКСНІ



АНАТОМІЧНА ФОРМА

Тримірна форма: поділяються на ліву й праву, що сприяє меншій стомлюваності



ПОДОВЖЕНА МАНЖЕТА

Додатковий захист



ВАЛИК

Гарантує надійну фіксацію

STERILE

СТЕРИЛЬНІ



ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ



ЗБІЛЬШЕНА МІЦНІСТЬ

Не рвуться при сильному розтягненні



БІЛЬША ТОВЩИНА –

більша вага.
Стійкіші до проколів і тертя



ПОДОВЖЕНА МАНЖЕТА

Додатковий захист



ЩІЛЬНЕ ОБЛЯГАННЯ

Ефект «другої шкіри»



ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ



ЗБІЛЬШЕНА МІЦНІСТЬ

Не рвуться при сильному розтягненні



БІЛЬША ТОВЩИНА –

більша вага.
Стійкіші до проколів і тертя



ПОДОВЖЕНА МАНЖЕТА

Додатковий захист



ВИСОКИЙ ЗАХИСТ

Оберігають руки
від хімічних речовин

