

Ю-ФІКС

пластири медичні

РІЗНІ ОСНОВИ –
НАДІЙНА ФІКСАЦІЯ





Пластир медичний хірургічний з абсорбуючою подушкою

Розмір: 6 см x 10 см
10 см x 10 см
10 см x 20 см

Основа: полімерна.

Категорія: стерильний.

- Призначений для асептичного захисту рани.
- Легко фіксується в незручних місцях, таких як суглоби, стопи, пальці та коліна, і на вигинах тіла.
- Подушка має високий ступінь гігроскопічності, не прилипає до рани, не залишає в рані волокон.
- Прозора полімерна основа (вологостійка) забезпечує вільний повітрообмін, дозволяє спостерігати за станом шкіри навколо рани.



1 Розкрити упаківку та вийняти пластир.



2 Зняти захисний папір.



3 Причепити пластир абсорбуючою подушкою до рани.



4 Зняти захисну плівку.

Пластири медичні стерильні

Пластир медичний хірургічний з абсорбуючою подушкою

Розмір: 6 см x 10 см
10 см x 10 см
10 см x 20 см

Основа: спанлейс (нетканый матеріал).

Категорія: стерильний.

- Призначений для асептичного захисту рани.
- Легко фіксується в незручних місцях, таких як суглоби, стопи, пальці та коліна, і на вигинах тіла.
- Подушка має висоний ступінь гігроскопічності, не прилипає до рани, не залишає в рані волокон.
- Пориста структура пластиру забезпечує вільний повітрообмін.



1 Розкрити упаківку та вийняти пластир.



2 Зняти захисний папір.



3 Прикласти пластир абсорбуючою подушкою до рани.



4 Притиснути пластир щільно до шкіри.



Для фіксації катетерів

Розмір: 7 см x 8,5 см.

Основа: спанлейс (нетканий матеріал) / поліуретан (прозора «дихаюча» плівка).

Категорія: стерильний.

- Простий у застосуванні завдяки зручному розміру, формі та наявності U-подібного вирізу.
- Надійно стабілізує катетер.
- Прозора (полімерна) частина основи дозволяє контролювати місце введення катетера, не знімаючи пов'язки.
- Має наклейку, яка надає можливість записувати дату й час зміни пов'язки та встановлення канюлі.
- Має дві додаткові смужки для фіксації трубки інфузійної системи.

Для фіксації катетерів

Розмір: 6 см x 8 см.

Основа: спанлейс (нетканий матеріал)

Категорія: стерильний.

- Простий у застосуванні завдяки зручному розміру, формі та наявності U-подібного вирізу.
- Надійно стабілізує катетер.
- Пориста структура пластиру забезпечує вільний повітрообмін.



Пластири медичні стерильні



Пластир медичний раневий

Розмір: 7,2 см x 2,5 см.

Основа: тканинна/нетканна/ полімерна

Категорія: стерильний.

- Надійно фіксується, видаляється без болю.
- Всі основи чудово пропускають повітря й вологу, не викликаючи мацерації шкіри.
- Можна фіксувати безпосередньо на ушкодженій поверхні шкіри, зокрема на рухомих частинах тіла, в місцях згинання.
- Підходить для використання у пацієнтів як із нормальною, так і з чутливою шкірою.



Ю-ФІКС



На нетканій основі

Розмір:

- 1.25 см x 500 см
- 1.25 см x 1000 см
- 2.5 см x 500 см
- 2.5 см x 1000 см
- 5 см x 1000 см
- 10 см x 1000 см

Основа: з віскози, мікропориста, повітро- і вологопроникна.

Категорія: нестерильний.

Може застосовуватися у осіб з чутливою шкірою, знімається без болю.

- Закріплення пов'язок і покривтів, включаючи обличчя і ділянку очей
- Фіксація інфузійних систем, налоприемників
- Невідкладна допомога при дрібних пошкодженнях
- Захист місця уколу після ін'єкції

На тканинній основі

- Розмір:** 1.25 см x 500 см
2.5 см x 500 см

Основа: з обробленої бавовни, повітро- і вологопроникна.

Категорія: нестерильний.

Клейовий шар – оксид цинку і натуральна каучукова смола. Універсальний пластир із сильною фіксацією, знімається без болю.

- Закріплення компресів, тампонів, зондів, катетерів, трубок тощо
- Фіксація пальців і суглобів при пошкодженнях
- Перша допомога при дрібних ранах



Пластири медичні нестерильні



На шовковій основі

Розмір: 1.25 см x 500 см
2.5 см x 500 см

Основа: шовкова, що дозволяє шкірі «дихати», не викликає подразнення.

Категорія: нестерильний.

Зубчастий край полегшує відривання. Може застосовуватися у осіб з чутливою шкірою. Особливо сильна фіксація. Не липне до рукавичок, легко знімається.

- Закріплення компресів, пов'язок і покриттів
- Фіксація голок, катетерів, канюль, трубок, дренажів тощо
- Фіксація пальців і суглобів при пошкодженнях



На полімерній основі

Розмір: 1.25 см x 500 см
2.5 см x 500 см

Основа: полімерна, що дозволяє шкірі «дихати».

Категорія: нестерильний.

Прозорість забезпечує контроль місця фіксації. Перфорація – відривання і в поздовжньому, і в поперечному напрямку.

Не липне до рукавичок, знімається без болю.

- Фіксація об'ємних пов'язок, в тому числі на чутливій шкірі, очах
- Закріплення систем для інфузії, катетерів, зондів, трубок тощо



Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників.
Медичні вироби. Пластири Ю-ФІНС. Декларація відповідності № 02-2016 від 06.06.2016.
Пластир медичний хірургічний Ю-ФІНС, пластир медичний для фіксації катетерів Ю-ФІНС,
пластир медичний раневий Ю-ФІНС Сертифікат відповідності № PR.119-17 від 13.01.2017.

ТОВ «Юрія-фарм», 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, Україна

Тел./факс: +38 (044) 275-01-08,
e-mail: uf@uf.ua

