

ДІАЛІЗНА ПРОГРАМА

Від національного дистрибутора «Медичний центр МТК»
та лідера з виробництва інфузійних розчинів
ТОВ «Юрія-Фарм».



100 МІЛЬЙОНІВ одиниць
продукції щороку



Досвід більш ніж
45 років, понад **150**
інноваційних продуктів



Понад **100000 ЛІКАРІВ**
більш ніж у **50 країнах**
світу довіряють нам




МІЖНАРОДНІ СЕРТИФІКАТИ, ГАРАНТІЯ ЯКІСТІ НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ:

GMP, GMP EU — Належна виробнича практика. ISO 9001:2009 — Виробництво та
оптовий продаж фармацевтичної продукції.



Володар золотої медалі Міжнародної премії
“ISLQ International star for Leadership in Quality” в Парижі.



Дякуємо, Вам що ви є нашим клієнтом та співпрацюєте з нами!

Будь ласка оберіть необхідний Вам концентрат для гемодіалізу та вкажіть яка кількість потрібна для забезпечення функціонування відділення протягом місяця. Ваші відповіді допоможуть нам вдосконалюватися в обслуговуванні наших клієнтів та забезпечити безперебійне постачання необхідних Вам продуктів в достатній кількості.

З повагою, КОРПОРАЦІЯ ЮРІЯ-ФАРМ

Модифікація	K ⁺	Ca ⁺²	Mg ⁺²	Cl ⁻ mmol/L	Na ⁺	Ac ⁺	HCO ₃	Glucose g/L	Необхідно на місяць 1 каністра = 10 L
ABC 44-37	1	1	0,50	109	140	3	32	1	
ABC 44-38	1	1,25	0,50	109,50	140	3	32	1	
ABC 44-39	1	1,50	0,50	110	140	3	32	1	
ABC 44-40	1	1,75	0,50	110,50	140	3	32	1	
ABC 44-41	2	0	0,50	108	140	3	32	1	
ABC 44-42	2	1	0,50	110	140	3	32	1	
ABC 44-43	2	1,25	0,50	110,50	140	3	32	1	
ABC 44-44	2	1,50	0,50	111	140	3	32	1	
ABC 44-45	2	1,75	0,50	111,50	140	3	32	1	
ABC 44-46	3	1,25	0,50	111,50	140	3	32	1	
ABC 44-47	3	1,50	0,50	112	140	3	32	1	
ABC 44-48	3	1,75	0,50	112,50	140	3	32	1	
ABC 44-49	4	1,25	0,50	112,50	140	3	32	1	
ABC 44-50	4	1,50	0,50	113	140	3	32	1	
ABC 44-51	4	1,75	0,50	113,50	140	3	32	0	
ABC 44-52	1	1	0,50	109	140	3	32	0	
ABC 44-53	1	1,25	0,50	109,50	140	3	32	0	
ABC 44-54	1	1,50	0,50	110	140	3	32	0	
ABC 44-55	1	1,75	0,50	110,50	140	3	32	0	
ABC 44-56	2	0	0,50	108	140	3	32	0	
ABC 44-57	2	1	0,50	110	140	3	32	0	
ABC 44-58	2	1,25	0,50	110,50	140	3	32	0	
ABC 44-59	2	1,50	0,50	111	140	3	32	0	
ABC 44-60	2	1,75	0,50	111,50	140	3	32	0	
ABC 44-61	3	1,25	0,50	111,50	140	3	32	0	
ABC 44-62	3	1,50	0,50	112	140	3	32	0	
ABC 44-63	3	1,75	0,50	112,50	140	3	32	0	
ABC 44-64	4	1,25	0,50	112,50	140	3	32	0	
ABC 44-65	4	1,50	0,50	113	140	3	32	0	
ABC 44-66	4	1,75	0,50	113,50	140	3	32	0	
ABC 44-67	1	1,50	0,50	110	140	3	32	0	
ABC 44-68	1,5	1,75	0,50	111	140	3	32	1	
ABC 44-69	1,5	1,25	0,50	110	140	3	32	1	
ABC 44-70	1	1,50	0,50	110	140	3	32	1	
ABC 44-71	1,5	1,75	0,50	111	140	3	32	1	
ABC 44-72	1,5	2	0,37	111,25	140	3	32	1	
ABC 44-73	1,5	2	0,75	112	140	3	32	1	
ABC 44-74	1,5	2	1	112,50	140	3	32	1	
ABC 44-75	1,5	1,50	0,38	110,25	140	3	32	0	
ABC 44-76	2	1,75	0,50	111,50	140	3	32	0	
ABC 44-77	2	1,25	0,50	110,50	140	3	32	1	
ABC 44-78	2,5	1,50	0,50	111,50	140	3	32	1	
ABC 44-79	2	1,50	0,50	111	140	3	32	1	
ABC 44-80	2	1,75	0,50	111,50	140	3	32	1	
ABC 44-81	3	1,50	0,50	112	140	3	32	1	
ABC 44-82	3,5	1,50	0,50	112,50	140	3	32	1	
ABC 44-83	3,5	1,25	0,50	112	140	3	32	0	
ABC 44-84	1,5	2	0,37	111,25	140	3	32	0	
ABC 44-85	1,5	2	0,75	112	140	3	32	0	
ABC 44-86	1,5	2	1	111,25	140	3	32	0	

Модифікація	K ⁺	Ca ⁺²	Mg ⁺²	Cl ⁻ mmol/L	Na ⁺	Ac ⁺	HCO ₃	Glucose g/L	Необхідно на місяць 1 каністра = 10 L
ABC 34-1	1	1	0,50	109	140	3	32	1	
ABC 34-2	1	1,25	0,50	109,50	140	3	32	1	
ABC 34-3	1	1,50	0,50	110	140	3	32	1	
ABC 34-4	1	1,75	0,50	110,50	140	3	32	1	
ABC 34-5	2	0	0,50	108	140	3	32	1	
ABC 34-6	2	1	0,50	110	140	3	32	1	
ABC 34-7	2	1,25	0,50	110,50	140	3	32	1	
ABC 34-8	2	1,50	0,50	111	140	3	32	1	
ABC 34-9	2	1,75	0,50	111,50	140	3	32	1	
ABC 34-10	3	1,25	0,50	111,50	140	3	32	1	
ABC 34-11	3	1,50	0,50	112	140	3	32	1	
ABC 34-12	3	1,75	0,50	112,50	140	3	32	1	
ABC 34-13	4	1,25	0,50	112,50	140	3	32	1	
ABC 34-14	4	1,50	0,50	113	140	3	32	1	
ABC 34-15	4	1,75	0,50	113,50	140	3	32	0	
ABC 34-16	2	1,50	0,37	110,75	140	3	32	0	
ABC 34-17	2	1,50	0,75	111,50	140	3	32	0	
ABC 34-18	2	1,50	1	112	140	3	32	0	
ABC 34-19	1	1	0,50	109	140	3	32	0	
ABC 34-20	1	1,25	0,50	109,50	140	3	32	0	
ABC 34-21	1	1,50	0,50	110	140	3	32	0	
ABC 34-22	1	1,75	0,50	110,50	140	3	32	0	
ABC 34-23	2	0	0,50	108	140	3	32	0	
ABC 34-24	2	1	0,50	110	140	3	32	0	
ABC 34-25	2	1,25	0,50	110,50	140	3	32	0	
ABC 34-26	2	1,50	0,50	111	140	3	32	0	
ABC 34-27	2	1,75	0,50	111,50	140	3	32	0	
ABC 34-28	3	1,25	0,50	111,50	140	3	32	0	
ABC 34-29	3	1,50	0,50	112	140	3	32	0	
ABC 34-30	3	1,75	0,50	112,50	140	3	32	0	
ABC 34-31	4	1,25	0,50	112,50	140	3	32	0	
ABC 34-32	4	1,50	0,50	113	140	3	32	1	
ABC 34-33	4	1,75	0,50	113,50	140	3	32	1	
ABC 34-34	2	1,50	0,37	110,75	140	3	32	1	
ABC 34-35	2	1,50	0,75	111,50	140	3	32	1	
ABC 34-36	2	1,50	1	112	140	3	32	1	


Паспорт відділення замісної ниркової терапії

Назва лікувально-профілактичного закладу _____

Назва відділення _____

ПІБ керівника відділення _____

Контакти (тел. e-mail) _____





КОНЦЕНТРАТ КИСЛОТНИЙ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ ABC-34

Для екстракорпорального бікарбонатного гемодіалізу або бікарбонатної гемодіалізації у відповідності до призначення лікаря. Використовується тільки у поєднанні з готовим до використання рідким бікарбонатним концентратом 8,4% або з сухими — бікарбонатними концентратами для бікарбонатного гемодіалізу заданому розведенні. Пропорції змішування для всіх кислотних концентратів групи ABC-34 дорівнюють 1+34. В апараті для гемодіалізу 1 літр кислотного концентрату змішується з 1,225 літрами рідкого бікарбонатного концентрату 8,4% та 32,775 літрами очищеної води для отримання 35 літрів готового діалізату. Пропорція змішування в апараті для гемодіалізу повинна бути встановлена на 1:34.

Інші розведення можуть наражати на небезпеку пацієнтів. Для дотримання безпеки, гемодіалізі процедури мають здійснюватися персоналом, який має відповідну кваліфікацію в гемодіалізі і ознайомлений з інструкцією з використання і з керівництвом з використання для діалізного апарату.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати при температурі від +5 до +30 °C. Каністри зберігати запечатаними до моменту використання. Термін зберігання 2 роки.



КОНЦЕНТРАТ КИСЛОТНИЙ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ ABC-44

Для екстракорпорального бікарбонатного гемодіалізу або бікарбонатної гемодіалізації у відповідності до призначення лікаря. Використовується тільки у поєднанні з готовим до використання рідким бікарбонатним концентратом 8,4% або з сухими — бікарбонатними концентратами для бікарбонатного гемодіалізу заданому розведенні. Пропорції змішування для всіх кислотних концентратів групи ABC-44 дорівнюють 1+44. В апараті для гемодіалізу 1 літр кислотного концентрату змішується з 1,575 літрами рідкого бікарбонатного концентрату 8,4% та 42,425 літрами очищеної води для отримання 45 літрів готового діалізату. Пропорція змішування в апараті для гемодіалізу повинна бути встановлена на 1:44.

Інші розведення можуть наражати на небезпеку пацієнтів. Для дотримання безпеки, гемодіалізі процедури мають здійснюватися персоналом, який має відповідну кваліфікацію в гемодіалізі і ознайомлений з інструкцією з використання і з керівництвом з використання для діалізного апарату.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати при температурі від +5 до +30 °C. Каністри зберігати запечатаними до моменту використання. Термін зберігання 2 роки.



РІДКІ БІКАРБОНАТНІ КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ У КАНІСТРАХ

Для екстракорпорального бікарбонатного гемодіалізу або бікарбонатної гемодіалізації у відповідності до призначення лікаря. Використовується тільки у поєднанні з готовим до використання рідким кислотними концентратами 1-34, 1-44 для бікарбонатного гемодіалізу у заданому розведенні.

Концентрат бікарбонату натрію 8,4%, для гемодіалізу. BBC-8,4. Об'єм – 10л.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі від +5 до +30 °C. Каністри зберігати запечатаними до моменту використання. Термін зберігання 1 рік.

